

ReSound LiNX Quattro™

Tillid til selv den mindste detalje





Introducerer

ReSound LiNX Quattro™

Med vores nyeste førsteklasses høreapparat, der er noget ganske særligt, får du en høreoplevelse, der er helt uden sammenligning. Du får en klarere, fyldigere og rigere lyd, uovertrufne streamingsmuligheder, adgang til personlig hjælp og tilpasning, uanset hvor du er, samt verdens mest avancerede genopladelige løsning i ét produkt.

Helt ned til mindste detalje tilbyder ReSound LiNX Quattro dig en enestående lydoplevelse med mange lag af lyd – så du kan bevare tilliden i livets betydningsfulde øjeblikke.

En enestående lydoplevelse




KLAR TALE

Vi har mange års erfaring i at udvikle og forfine den høreapparatteknologi, der hjælper mennesker med høretab med at høre bedre. Vores unikke løsning gør det lettere for dig at høre tale og lyde, uanset hvor de kommer fra. Så uanset om du befinder dig på en travl gade eller i en rolig biograf, kan du fokusere på samtalen samtidig med, at du kan høre lydene omkring dig.

FYLDIG LYD

Der er stort set inden grænser for den lydoplevelse, du kan få med ReSound LiNX Quattro, og det kan høres i selv de mindste detaljer. Både svage og kraftige lyde lyder naturlige og fyldige. Rolige situationer er virkelig rolige, og de lidt kraftigere lyde er komfortable, knivskarpe og uden forvrængning. Lyde såsom fuglesang, børns latter og musikkens toner kan nu høres helt klart og tydeligt.



I 95% af tilfældene foretrækker brugerne ReSound LiNX Quattro, når de lytter til musik, i forhold til andre førsteklases høreapparater.

- **ReSound LiNX Quattro**
- **Andre førsteklases høreapparater, der er Made for Apple**

RIGERE OPLEVELSE

Kaffemaskinens snurren om morgenen og musik, der spilles om aftenen – både klarheden og lydenes fylde er blevet forbedret i ReSound LiNX Quattro, så dine yndlingsmiljøer fremstår rigere på lyd.

Resultatet er en enestående lydoplevelse.



* Faktisk størrelse

ReSound LiNX Quattro™

Få mere at vide om den enestående lydoplevelse på
resound.com



Uovertruffent, fuldt spektrum af streaming


FLERE LAG AF LYD, HANDLING OG RYTME

Når du besvarer telefonen i toget på vej til arbejdet, kan du følge med i samtalen. Når du ser tv derhjemme, får du mere med af handlingen. Og når du kører gennem byen, kan du høre rutevejledningen i realtid. Du kan streame lyd til ReSound LiNX Quattro fra set alle lyd-kilder. Og takket være det klarere, fyldigere og rigere lydbillede kan du nyde de fine detaljer i tale, noter og toner, som streames direkte til dine høreapparater.

Få mere at vide om streamingsoplevelsen og se hele listen med kompatible smartphones på resound.com

TAL I TELEFON MED SELVTILLID

Nu kan du foretage telefonopkald med endnu tydeligere lyd. Undersøgelser viser, at du i gennemsnit kan forstå hele 50% mere af samtalen, når den streames direkte til dine høreapparater i forhold til almindelige telefonopkald.



Når der streames direkte fra en iPhone, foretrækker brugerne lyd-kvaliteten i ReSound LiNX Quattro i mindst 64% af tiden.

- ReSound LiNX Quattro
- Andre førsteklases høreapparater

MERE HANDLING PÅ TV

Hør nyhederne, se film og lyt til soundtracket ved den lydstyrke, du har brug for – mens resten af familien lytter ved den, som de har brug for.

ReSound Assist

Personlig hjælp og tilpasning i hele verden

MERE EKSKLUSIV HØREPLEJE

ReSound Assist revolutionerer den måde, du kan få hjælp til dine høreapparater på. Uanset om du er hjemme, på arbejde eller på ferie, har du mulighed for gennem ReSound Assist at sende din høreapparatspecialist en anmodninger om at ændre indstillingerne i dine høreapparater via ReSound Smart 3D™ app, hvorefter du får de opdaterede indstillinger tilbage i høreapparterne via appen fra din høreapparatspecialist.

MERE HJÆLP PÅ VEJEN

Når du har afprøvet de nye opdaterede indstillinger, kan du nemt sende en bedømmelse af din tilfredshed direkte tilbage til din høreapparatspecialist. På den måde fortsætter hjælpen, og din høreapparatspecialist kan sikre, at du er tilfreds med de nye indstillinger.



10
-
11

De, der allerede har prøvet ReSound Assist, sætter pris på den ekstra hjælp, de får, samt brugervenligheden og den ekstra bekvemmelighed.

DETTE SIGER BRUGERNE OM RESOUND ASSIST:

83% "Det er nemt at bede om hjælp via appen"

89% "Det er nemt at anvende de nye indstillinger fra appen"

77% "De nye indstillinger har forbedret min høreoplevelse"

Få mere at vide om ReSound Assist på
resound.com



ReSound Smart 3D™ app

Optimér uanset tid og sted

ReSound LiNX Quattro høreapparaterne tilpasser sig automatisk de omgivelser, som du befinder dig i, men giver dig naturligvis også mulighed for selv at justere indstillingerne i høreapparaterne - diskret, enkelt og hurtigt gennem ReSound Smart 3D app.



Nedenfor ses nogle eksempler på funktioner i ReSound Smart 3D app.

LYDÆNDRINGER

Få adgang til ekstra lydjusteringer og få en mere fyldig lyd kvalitet, når du justerer bas og diskant.

BATTERILEVETID

Du kan se batterilevetiden på hvert af de genopladelige høreapparater, og få besked, når de skal lades op.

FIND MINE HØREAPPARATER

Hvis du ikke kan finde dine høreapparater, vises den sidst registrerede placering på et kort.

LINDRING FRA TINNITUS

Få lindring fra tinnitus ved at afspille behagelige baggrundsløde.

Få mere at vide om ReSound Smart 3D appen på
resound.com

OPLADNINGSTID	BATTERILEVETID
3 timer =	30 24 <small>med 50% streamingtid</small>
1 time =	16
30 minutter =	8

Verdens mest avancerede genopladelige høreapparat

ReSound LiNX Quattro er verdens mest avancerede genopladelige høreapparat – med et lithiumionbatteri, der er fuldstændig forsejlet og beskyttet. En fuld opladning af batteriet, der er lille og diskret, kan forsyne dig med strøm en hel dag - og mere til. Om natten kan du lægge høreapparaterne i den induktive brugervenlige opladningsæske, så de er klar til næste dag. Fra morgen til aften kan du have tillid til en fuldstændig genopladelig løsning.

FULD TILLID MED EN KOMPLET OPLADNING

Nyd godt af 24 timers batterilevetid – også når du streamer tv, musik eller anden lyd halvdelen af tiden.

HURTIG OPLADNING I BAGHÅNDEN

Hvis du er på farten, på rejse, eller hvis du har glemt at lade batterierne op natten over, kan du stadigvæk få adgang til hurtig og langtidsvirkende strøm dagen igennem.

Få mere at vide om genopladelighed på
resound.com



Frihed til at lade op overalt

ELEGANT OG FUNKTIONEL OPLADNINGÆSKE

Den mindste høreapparatopladningsæske på markedet holder dine høreapparater sikre og opladede, uanset hvor du er, og er nem at have med i håndtasken.

Induktive opladningspods gør det sikkert og nemt at putte dine høreapparater i æsken, så de lades op på en diskret og praktisk måde. Du kan se batteriets status i ReSound Smart 3D appen, ligesom klare LED-lys på høreapparatet blinker, når opladningen er gået i gang. Det indbyggede batteri i æsken rækker til tre hele opladninger, og LED-lysene i æsken angiver batteriets status for både æsken og høreapparaterne.



To muligheder med lavt strømforbrug

Den samme klare, fyldige og rige lyd fås i to diskrete høreapparatsmodeller. Ud over den lille genopladelige løsning med lang batteri levetid, findes ReSound LiNX Quattro også i en version med et udskifteligt standardzinkbatteri. Et lavt strømforbrug og de højtydende egenskaber betyder, at du kan nyde naturens fredfyldthed eller byens travle puls med fuld tillid.



**VERDENS MEST AVANCEREDE
GENOPLADELIGE HØREAPPARAT**



**HØREAPPARAT MED
UDSKIFTELIGT BATTERI**

Farver



Grå



Koksgrå



Sort



Beige



Lys Blond



Medium Blond



Mørkebrun



Perlemors-hvid



Sølv



Skinnende
koksgrå



Skinnende
Sort



Skinnende
Medium Blond



Rød






Blå

Mennesker med hørenedsættelse er omdrejningspunktet i det, vi foretager os, fordi vi ved, at de sætter deres lid til os. Vi har derfor udviklet banebrydende nye teknologier med en konsistent kvalitet i mere end 150 år, så disse mennesker kan føle sig mere involverede, forbundne og i kontrol over at forandre deres eget liv gennem lydens kraft. Fås kun hos audiologer og høreapparatspecialister.

ReSound er en del af GN Store Nord Gruppen – der er pionær inden for fantastisk lyd lige fra de verdensførende ReSound høreapparater til Jabra headset. GN blev grundlagt i 1869, har over 5.000 medarbejdere og er noteret på NASDAQ OMX København. GN får livet til at lyde bedre.

Få mere at vide om, hvordan Resound LiNX Quattro™ skaber tillid ned til mindste detalje på **resound.com**.

-  facebook.com/gnhearingdk
-  twitter.com/resoundglobal
-  linkedin.com/company/resound

GN Hearing Danmark A/S

(GN Hearing A/S)

Lautrupbjerg 7

2750 Ballerup

Tlf.: 4575 2222

www.gnhearing.dk

© 2018 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play logoet er varemærker, der tilhører Google Inc.